

CLA2 – VIBRATIONSKISSEN



- ➔ Legen Sie Ihr Vibrationskissen unter Ihrem Kopfkissen hin. Es warnt Sie im Stillen bei Anruf oder Weckalarm.
- ➔ Ideal für Menschen mit Hörbehinderung
- ➔ Schließen Sie Ihr Vibrationskissen an die Rückseite ihres schnurgebundenen Telefons (das einen Vibrationsausgang verwendet) oder ihres Wake'n shake.
- ➔ Kompatibel mit Amplicall 10 und 20
- ➔ Verlängerungskabel in Option

EIGENSCHAFTEN

- ➔ 9V - Gleichstrom
- ➔ 5.5mm Jack Winkel-Klinkenstecker (Pluspol im Zentrum)
(Länge des Jack Klinkensteckers = 12mm)
- ➔ Durchmesser des Vibrationskissens : 90mm
- ➔ Dicke : 25mm
- ➔ Kabellänge : 1850mm

CLA2EX – VERLÄNGERUNGSKABEL FÜR VIBRATIONSKISSEN



- ➔ Mit allen unseren Wecker kompatibel
- ➔ Länge des Kabels : 3m

CLA4 – KNOCHENLEITUNGHANDGERÄT



- ➔ Legen Sie den Direct Vibe Handgerät an Ihrem Schädel (an die Schläfe, um oder hinter dem Ohr) und finden Sie die Beste Stelle.
- ➔ Wenn Sie den Telefonhörer an eine dieser Stelle anlegen, regen die Vibrationen durch den Schallwandler Ihr Hörnerv über Knochenleitung an und erlaubt Sie Ihren Gesprächspartner zu verstehen.
- ➔ Zur Installation den Handgerät Direct Vibe, trennen Sie den Standard Handgerät und legen Sie den neuen ein.
- ➔ Kompatibel mit dem CL555 und dem AMPLIPOWER40/50.